


MALEIRO TRANSVERSAL 5 PORTAS

REF. 1328



VISTA FRONTAL:



COMPONENTES:

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DIMENSÃO
MC01	LATERAL	2	800X490X15
MT02	BASE	2	1970X490X15
MT03	PORTA	5	815X383X15
MC04	COLUNA 30mm	2	800X70X30
MT05	PRATEL. GRA.	1	1940X420X15
MT06	FUNDO	1	1960X820X2,5
MT07	FRONTAL 30mm	1	1955X95X30
MT08	FRONTAL 15mm	1	1955X95X15
MT09	PRATEL. PEQ.	1	1955X270X15
MS09	LATERAL APOIO	1	1570X490X15
MT11	PAINEL TRANSV.	1	2050X1100X2,5
		18	mm

FERRAGENS:

DESCRIÇÃO	UN.	QTDE.
PARAFUSO 3,5X14	UN.	52
DOBRADIÇA C/ CALÇO	UN.	10
PUXADOR	UN.	5
PARAFUSO 3,5X40	UN.	37
PARAFUSO 4X25	UN.	20
CANTONEIRA PLÁSTICA	UN.	5
CAVILHA 8mm	UN.	10
DISPOS. TRAPÉZIO	UN.	6
SAPATINHA PLÁSTICA	UN.	2
PREGO 10X10	UN.	90

FIXAR A "ORELHA DE APOIO" METADE SOBRE O MALEIRO E A OUTRA METADE APOIAR NO TAMPO DO ARMÁRIO

PARAFUSO 4,0X25

PARAFUSO 3,5X40

PARAFUSO 3,5X40

PARAFUSO 3,5X40

PARAFUSO 3,5X40

PARAFUSAR LATERALMENTE ONDE
ESTÁ INDICADO.

É O FRONTAL REENGROSSADO
QUE DARÁ SUSTENTAÇÃO AO
MALEIRO PARA NÃO EMPENAR